1.3.3

Определение вязкости воздуха по скорости течения через тонкие трубки

Егор Берсенев

1 Цель работы

- 1. Экспериментально выявить участок сформированного течения.
- 2. Определить режимы ламинарного и турбулентного течения.
- 3. Определить число Рейнольдса.

2 Оборудование

Металлические трубки, укрепленные на горизонтальной подставке, газовый счетчик, микроманометр ММН, U-образная трубка, секундомер.

3 Теоретическая часть

Рассмотрим движение вязкой жидкости по трубке круглого сечения. При малых скоростях потока движение оказывается ламинарным, скорости частиц меняются по радиусу и направлены вдоль оси трубки. С увеличением скорости течение становится турбулентным, и слои перемешиваются. При турбулентном движении скорость в каждой точке быстро меняет величину и направление, сохраняется только средняя величина скорости.

Характер движения газа в трубке определяется числом Рейнольдса:

$$Re = \frac{vr\rho}{\eta},\tag{1}$$

где v — скорость потока, r — радиус трубки, ρ — плотность движущейся среды, η — вязкость. В гладких трубах круглого сечения переход от ламинарного движения к турбулентному происходит примерно при $Re \sim 1000$. При ламинарном течении объем газа V, протекающий за время t по трубе длины l, определяется формулой Пуазейля:

$$Q_V = \frac{\pi r^4}{8l\eta} (P_1 - P_2) \tag{2}$$


Отметим условия применимости формулы (2). Необходимо чтобы с достаточным запасом выполнялось неравенство Re < 1000. Также необходимо, чтобы не менялся удельный объем газа. Для жидкости это выполняется всегда, а для газа только в том случае, если перепад давлений вдоль трубки мал по сравнению с самим давлением. В нашем случае давление газа равно атмосферному (10^3 см. вод. ст.), а перепад давлений составляет не более 10 см. вод. ст. Формула (2) выводится для участков трубы, на которых закон распределения скоростей не меняется вдоль потока. При втекании газа в трубку из большого резервуара скорости слоев в начале постоянны по всему сечению, но по мере продвижения по трубке картина распределения скоростей меняется и устанавливается Пуазейлевский профиль скоростей. Этот профиль

устанавливается на некотором расстоянии a от входа в трубку, которое зависит от радиуса трубки r и числа Рейнольдса по формуле

$$a \sim 0.2r \cdot Re$$
 (3)

Градиент давления на участке формирования потока оказывается большим, чем на участке с установившимся ламинарным течением, что позволяетразделить эти участки экспериментально. Формула (3) дает возможность оценить длину участка формирования.

4 Устройство установки



Поток воз-

духа под давлением, несколько превышающим атмосферное (на 5–7 см вод. ст.), через газовый счетчик ГС поступает в резервуар А, к которому припаяны тонкие металлические трубки. Обе трубки на концах снабжены заглушками, не пропускающими воздух. Во время измерений заглушка открывается только на рабочей трубке; конец другой трубки должен быть плотно закрыт. Перед входом в газосчётчик поставлена U-образная трубка, наполовину заполненная водой. Она выполняет две задачи. Первая — измерение давления газа на входе в газосчётчик. Вторая — предохранение газосчётчика от выхода из строя. Дело в том, что газосчётчик устойчиво работает, если давление газа на его входе не превышает 600 мм водяногостолба. Высота U-образной трубки примерно 600 мм, поэтому, когда давление на входе в счётчик превышает 600 мм водяного столба, жидкость с шумом выплескивается в баллон.

5 Ход работы


5.1 Парметры установки

$$d_1 = 5.255 \pm 0.005\,\mathrm{mm}$$
 $d_2 = 3 \pm 0.1\,\mathrm{mm}$ $d_3 = 3.855 \pm 0.005\,\mathrm{mm}$
$$P = p_\mathrm{дел} \cdot 0.2 \cdot 9.80665$$

5.2 Измерения

Измерим зависимость расхода от перепада давления.

ΔP , дел	ΔV , л	Δt , c	$Q^{\frac{\mathrm{M}^3}{c}} \cdot 10^{-5}$
15	4	182	2.2
30	4	96	4.17
45	4	67	5.97
60	4	51	7.84
75	4	43	9.3
90	4	40	10
105	4	38	105
120	4	36	111
150	4	32	125
180	4	30	133
210	4	28	143



Вязкость воздуха

$$\eta = (1.86 \pm 0.02) \cdot 10^{-5} \,\mathrm{\Pi a \cdot c}$$

Это значение в пределах погрешности сходится с табличным:

$$\eta_T = 1.85 \cdot 10^{-5} \,\text{Ha} \cdot \text{c}, \quad T = 25^{\circ} C$$


Оценим число Рейнольдса, при котором происходит переход к турбулентному течению. Поскольку $V_{\rm cp}=\frac{Q}{\pi r^2}.$


$$Re = \frac{Q\rho r}{\pi r^2 \eta} = \frac{r^{\Delta} P}{8l\eta^2}$$


$$Re = \frac{130 \cdot (9 \cdot 10^{-5})^3}{8 \cdot 0.5 \cdot (1.86 \cdot 10^{-5})^2} = 670$$

Измерим распределение давления длине трубы. V=5л, t=179c


d_1		d_2		d_3	
Р, дел	L, см	Р, дел	L, см	Р, дел	L, см
2.5	10.5	4	6	10	11
6.5	40.5	14	26	22	41
12	80.5	21	46	39.5	81
18.5	130.5			61.5	131







Построим график в двойном логарифмическом масштабе: по оси ординат отложим $\ln \frac{8l\eta Q}{\pi\Delta P}$, а по оси абсцисс $\ln r$. Угол наклона прямой, очевидно, должен быть равен 4.



6 Вывод

Измеряя расход газа при течении через тонкие трубки можно установить ламинарность течения, вычислить число Рейнольдса и коэффициент вязкости. Полученный нами коэффициент вязкости сходится с табличным в пределах погрешности, что говорит о высокой точности метода.